


Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain pivotants

Siège de bain pivotant Days

● disponible sous 10 jours



- Disponible en 3 largeurs
- Léger
- Cadre en aluminium
- Résistant à la corrosion
- Rotation par intervalles de 90°
- Transfert du patient facilité grâce aux accoudoirs latéraux
- Assise perforée pour permettre l'écoulement de l'eau




Siège de bain pivotant Days - 091325836

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028319037260 • TVA : 20 %

Larg. Totale : 66,5cm • Larg. Siège : 46cm • Prof. Siège : 39cm • poids : 7,2kg • poids maximum : 100kg

189 € TTC



Siège de bain pivotant Days - 091427376

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028319047405 • TVA : 20 %

Larg. Totale : 68,5cm • Larg. Siège : 46cm • Prof. Siège : 39cm • poids : 7,2kg • poids maximum : 100kg

189 € TTC



Siège de bain pivotant Days - 091325257

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319036683** • TVA : **20 %**

Larg. Totale : **71cm** • Larg. Siège : **46cm** • Prof. Siège : **39cm** • poids : **7,2kg** • poids maximum : **100kg**

125 € TTC