

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain pivotants

## Siège de bain pivotant Days avec découpe


● disponible sous 10 jours



- Cadre en aluminium
- Siège en plastique perforé avec découpe
- Hauteur siège-dossier : 36cm

### Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Manuel d'utilisation : Siège de bain pivotant Days](#)



Siège de bain pivotant Days avec découpe - **199 € TTC**

**091477769** **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319168728** • TVA : **20 %**

Dim. Zone de découpe : **12 x 15cm** • Larg. Siège : **40cm** •

Dossier (l x h) : **47 x 15cm** • Larg. Totale : **71cm** • Prof.

Siège : **40cm** • Prof. Totale : **52,5cm** • poids : **6,6kg** • poids

maximum : **130kg**