

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Relèves buste et coussins d'aide à la levée](#)

[Aides à la mobilité](#) > [Fournitures d'aides au transfert de la personne](#) > [Accessoires d'aides à la levée](#)



Coussin d'aide à la levée électrique Upeasy

Réf : 091088772

Description du produit

Le coussin d'aide à la levée électrique UpEasy sera d'une aide cruciale aux personnes connaissant des problèmes pour s'asseoir ou se relever.

Ce siège s'utilise sur des chaises ou fauteuils dont la surface assise est suffisamment stable. Ce siège peut s'avérer indispensable pour conserver son autonomie puisqu'il fournit l'effort nécessaire à son utilisateur pour se relever ou s'asseoir.

La levée et l'assise se font en douceur et sans à-coups, ce qui en fait un allié pratique et confortable. Pour activer la levée ou l'assise, il suffira à l'utilisateur d'activer le levier se trouvant sur un côté (levier positionnable à droite comme à gauche selon les besoins).

Caractéristiques :

- Léger et facilement portable grâce à une poignée de transport intégrée
- Muni d'une base antidérapante
- Poids réglable par une échelle gradée
- Coussin en mousse ultra confortable
- Housse bleue lavable en machine
- Mécanisme de vérin électrique fournissant 100% de l'effort à la levée
- Assise et levée en douceur
- Garder les mains loin du mécanisme

Spécificités techniques

EAN	5028318419289
TVA	20 %
Long.	cable electrique 3.7 m
Siège (L x l)	48 x 41 cm
Poids	5,4 kg
Poids maximum	136 kg