

Aides à la mobilité > Déambulateurs et cadres de marche > Déambulateurs 2 roues



## Déambulateur 2 roues pliant

Réf: 091558006





## **Description du produit**

Le déambulateur 2 roues pliant est ajustable en hauteur et dispose d'une assise confortable. Etant repliable facilement, il est également facilement stockable ou transportable.

## Caractéristiques du déambulateur 2 roues pliant :

- Equipé de poignées ergonomiques et anti-dérapantes
- Hauteur réglable
- Embout anti-dérapant : Bonne stabilité à l'arrêt
- Roulette à l'avant pour un déplacement aisé
- Equipé d'un siège
- Pliable pour facilité son rangement
- · Matériau : Embout caoutchouc et metal epoxy
- Disponible en 2 coloris

## Spécificités techniques

EAN 5028319232979

TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1285619 (53.81 € TTC), Code individuel: 6284458 (53.81 € TTC)
Haut. Poignées	76.7 à 96.2 cm
Haut. Siège	51 cm
Ø tube	2.2 cm
Dim (L x I x h)	63 x 51 x 96.2 cm
Empreinte au sol	65 x 51 cm
Ø roues	11 cm
Couleur	Bleu
Poignée	PVC
Poids	4,85 kg
Poids maximum	120 kg