



## Pour siège / Rembourré avec boucle

Réf : UB305501

Marque : Ubio

### Description du produit

Cette ceinture pelvienne maintient une personne sur une chaise ou un fauteuil.

Elle évite que le patient se penche, tombe ou souffre de lésions dues à une mauvaise posture. Elle est conçue avec un tissu respirant

#### Caractéristiques de cette ceinture pelvienne :

- Lavable en machine sous 40°C maximum
- Sécher en position horizontale en évitant toute source directe de chaleur (ex : radiateur )
- Tissu rembourré (suédine, velours, mousse)
- Elle se fixe à l'aide de fermeture à boucles
- Réglable sur toute sorte de contour ou siège.

### Spécificités techniques

EAN	8435413708540
TVA	20 %
Désign.	Pour siège / Rembourré avec boucle