

Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Barres d'appui
Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

Barre d'appui ergonomique Moen®

● disponible sous 10 jours

Cette barre d'appui disponible en deux longueurs est en plastique de grande qualité. Il est anti-tâches et anti-rouille. Délivrée avec un packaging destiné aux distributeurs de matériel médical.



Barre d'appui ergonomique Moen® -
091559848 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours
EAN : 034584008992 • TVA : 20 %
Long. : 23 cm

14 € TTC