

Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Barres d'appui  
Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

## Barre d'appui ergonomique Moen®

● disponible sous 10 jours

Cette barre d'appui disponible en deux longueurs est en plastique de grande qualité. Il est anti-tâches et anti-rouille. Délivrée avec un packaging destiné aux distributeurs de matériel médical.



Barre d'appui ergonomique Moen® -  
**091559848** **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **034584008992** • TVA : 20 %  
Long. : **23 cm**

**14 € TTC**