

Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Barres d'appui
Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

Barre d'appui avec support de serviette Moen®

● disponible sous 10 jours

Ce produit combine une fonction de barre d'appui et de porte serviette. Supporte jusqu'à 113 kg. [2](#)
[Systèmes d'accroches Moen® inclus.](#)



Barre d'appui avec support de serviette
Moen® - **091559640** **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours
EAN : **034584017598** • TVA : **20 %**
Long. : **61 cm** • Poids total avec colisage : **3.27 kg** •
Matériau : **Nickel brossé**

69 € TTC



Barre d'appui avec support de serviette
Moen® - **091559657** **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours
EAN : **034584020857** • TVA : **20 %**
Long. : **61 cm** • Poids total avec colisage : **3.27 kg** •
Matériau : **Chromé**

69 € TTC