

Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Barres d'appui  
Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

## Barre d'appui avec support de serviette Moen®

● disponible sous 10 jours

Ce produit combine une fonction de barre d'appui et de porte serviette. Supporte jusqu'à 113 kg. [2](#)  
[Systèmes d'accroches Moen® inclus.](#)



Barre d'appui avec support de serviette  
Moen® - **091559640** **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **034584017598** • TVA : **20 %**  
Poids total avec colisage : **3.27 kg** • Matériau : **Nickel  
brossé** • Long. : **61 cm**

**102 € TTC**



Barre d'appui avec support de serviette  
Moen® - **091559657** **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **034584020857** • TVA : **20 %**  
Poids total avec colisage : **3.27 kg** • Matériau : **Chromé** •  
Long. : **61 cm**

**104 € TTC**