

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux


Urinal homme

● disponible sous 10 jours

Urinal homme en plastique.

Caractéristiques :

- Plastique polypropylène transparent
- Avec couvercle anti-renversement et poignée de transport
- Facile d'utilisation

	<p>Urinal homme - AA2668 Nouveauté</p> <p>● disponible sous 10 jours EAN : 5028318395675 • TVA : 20 % Design. : Urinal seul • Capacité : 1 L</p>	<p>15 € TTC</p>
--	--	------------------------

	<p>Urinal avec minimiseur de fuites - 091558733 Nouveauté</p> <p>● disponible sous 10 jours EAN : 5028319233600 • TVA : 20 % Design. : Urinal avec bouchon minimisant les fuites lors de renversement • Capacité : 1 L</p>	<p>30 € TTC</p>
--	--	------------------------