

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

Urinal homme

● disponible sous 10 jours

Urinal homme en plastique.

Caractéristiques :

- Plastique polypropylène transparent
- Avec couvercle anti-renversement et poignée de transport
- Facile d'utilisation



Urinal homme - **091082064**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318395675** • TVA : **20 %**

Désign. : **Urinal seul** • Capacité : **1 L**

15 € TTC



Urinal avec minimiseur de fuites - **091558733**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319233600** • TVA : **20 %**

Désign. : **Urinal avec bouchon minimisant les fuites lors de renversement** • Capacité : **1 L**

30 € TTC