

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

## Urinal homme


● disponible sous 10 jours

**Urinal homme en plastique.**

---

### Caractéristiques :

- Plastique polypropylène transparent
- Avec couvercle anti-renversement et poignée de transport
- Facile d'utilisation

	<p><b>Urinal homme - AA2668</b></p> <p>● disponible sous 10 jours</p> <p>EAN : <b>5028318395675</b> • TVA : <b>20 %</b></p> <p>Désign. : <b>Urinal seul</b> • Capacité : <b>1 L</b></p>	<p><b>15 € TTC</b></p>
--	---	------------------------

	<p><b>Urinal avec minimiseur de fuites - 091558733</b></p> <p>● disponible sous 10 jours</p> <p>EAN : <b>5028319233600</b> • TVA : <b>20 %</b></p> <p>Désign. : <b>Urinal avec bouchon minimisant les fuites lors de renversement</b> • Capacité : <b>1 L</b></p>	<p><b>30 € TTC</b></p>
--	---	------------------------