

Maintien A Domicile > Repas > Bavoirs

Bavoir néoprène étanche

● disponible sous 10 jours

Bavoir avec épaulettes et poche réceptacle. En néoprène, matière étanche et résistante aux tâches.

Caractéristiques :

- Long pour une protection maximale
- Entretien facile
- Étanche
- Système d'attache rapide par bandes auto agrippantes
- Trois tailles et deux coloris au choix



Bavoir néoprène étanche bleu Small -
091158161 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028319084349** • TVA : 20 %
Couleur : **Bleu** • Dim (L x l) : **43 x 31.5 cm**

50 € TTC



Bavoir néoprène étanche bleu Medium -
091158179 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318885732** • TVA : 20 %
Couleur : **Bleu** • Dim (L x l) : **56 x 38 cm**

35 € TTC



Bavoir néoprène étanche bleu Large -

091534718 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319210199** • TVA : **20 %**

Couleur : **Bleu** • Dim (L x l) : **78 x 46 cm**

35 € TTC



Bavoir néoprène étanche bordeaux Small -

091558139 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319233105** • TVA : **20 %**

Couleur : **Bordeaux** • Dim (L x l) : **43 x 31.5 cm**

35 € TTC