

Maintien A Domicile > Repas > Bavoirs

## Bavoir néoprène étanche

● disponible sous 10 jours

**Bavoir avec épaulettes et poche réceptacle. En néoprène, matière étanche et résistante aux tâches.**

### Caractéristiques :

- Long pour une protection maximale
- Entretien facile
- Étanche
- Système d'attache rapide par bandes auto agrippantes
- Trois tailles et deux coloris au choix



**Bavoir néoprène étanche bleu Small -  
091158161**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028319084349** • TVA : **20 %**  
Modèle : **Bleu - 43 x 31.5 cm** • Couleur : **Bleu** • Dim (L x l) :  
**43 x 31.5 cm**

**50 € TTC**



**Bavoir néoprène étanche bleu Medium -  
091158179**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318885732** • TVA : **20 %**  
Modèle : **Bleu - 56 x 38 cm** • Couleur : **Bleu** • Dim (L x l) :  
**56 x 38 cm**

**35 € TTC**



Bavoir néoprène étanche bleu Large -  
**091534718**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319210199** • TVA : **20 %**

Modèle : **Bleu** - **78 x 46 cm** • Couleur : **Bleu** • Dim (L x l) :  
**78 x 46 cm**

**35 € TTC**



Bavoir néoprène étanche bordeaux Small -  
**091558139**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319233105** • TVA : **20 %**

Modèle : **Bordeaux** - **43 x 31.5 cm** • Couleur : **Bordeaux** •  
Dim (L x l) : **43 x 31.5 cm**

**35 € TTC**