



## Bavoir adulte néoprène étanche bleu Medium

Réf : 091158179

### Description du produit

Bavoir pour adulte avec épaulettes et poche réceptacle. Ce modèle est un bavoir imperméable grâce au néoprène, matière étanche et résistante aux tâches.

#### Caractéristiques de ce bavoir pour adulte :

- Long pour une protection maximale
- Entretien facile
- Etanche
- Système d'attache rapide par bandes auto agrippantes
- Trois tailles et deux coloris au choix

### Spécificités techniques

EAN	5028318885732
TVA	20 %
Modèle	Bleu - 56 x 38 cm
Couleur	Bleu
Dim (L x l)	56 x 38 cm