

Maintien A Domicile > Repas > Verres, gobelets et accessoires
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Repas

Gobelet incassable avec découpe nasale

● disponible sous 10 jours

Grâce à sa découpe nasale, ce gobelet évitera à son utilisateur de basculer sa tête en arrière.

Caractéristiques :

- Matériau polycarbonate
- Incassable et résistant aux fissures
- Forme ergonomique qui facilite la prise en main
- Avec ou sans poignées
- Passe au micro-onde
- Passe au lave vaisselle jusqu'à 80°



Gobelet incassable - 091536275 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

TVA : 20 %

Capacité : 250 ml



12 € TTC



Poignées seules - 091536333 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

TVA : 20 %

Capacité :



8 € TTC



Gobelet incassable avec poignées -

091536283 Nouveauté

● disponible sous 10 jours

TVA : **20 %**

Capacité : **250 ml**



17 € TTC