

Maintien A Domicile > Repas > Verres, gobelets et accessoires  
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Repas

## Gobelet incassable avec découpe nasale

● disponible sous 10 jours

Grâce à sa découpe nasale, ce gobelet évitera à son utilisateur de basculer sa tête en arrière.

Caractéristiques :

- Matériau polycarbonate
- Incassable et résistant aux fissures
- Forme ergonomique qui facilite la prise en main
- Avec ou sans poignées
- Passe au micro-onde
- Passe au lave vaisselle jusqu'à 80°



Gobelet incassable avec poignées -  
**091536283**

● disponible sous 10 jours

TVA : **20 %**

Désign. : **Gobelet incassable avec poignées** • Capacité :  
**250 ml**



**17 € TTC**



## Gobelet incassable - 091536275

● disponible sous 10 jours

TVA : 20 %

Désign. : **Gobelet incassable** • Capacité : 250 ml



12 € TTC



## Poignées seules - 091536333

● disponible sous 10 jours

TVA : 20 %

Désign. : **Poignées seules** • Capacité :



8 € TTC