

Maintien A Domicile > Repas > Verres, gobelets et accessoires  
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Repas

## Gobelet incassable avec découpe nasale

● disponible sous 10 jours

Grâce à sa découpe nasale, ce gobelet évitera à son utilisateur de basculer sa tête en arrière.

### Caractéristiques :

- Matériau polycarbonate
- Incassable et résistant aux fissures
- Forme ergonomique qui facilite la prise en main
- Avec ou sans poignées
- Passe au micro-onde
- Passe au lave vaisselle jusqu'à 80°



### Gobelet incassable - 091536275 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

TVA : 20 %

Capacité : 250 ml



**12 € TTC**



### Poignées seules - 091536333 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

TVA : 20 %

Capacité :



**8 € TTC**



## Gobelet incassable avec poignées -

**091536283** Nouveauté

● disponible sous 10 jours

TVA : **20 %**

Capacité : **250 ml**



**17 € TTC**