

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Confort et habillement](#) > [Compresseurs, oreillers et supports de posture](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Coussins pour fauteuils](#)

[Aides à la mobilité](#) > [Fauteuils roulants et accessoires](#) > [Coussins et assises](#)

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tapis et coussins de positionnement](#) > [Coussins, rouleaux et cales de positionnement](#)



## Coussin bouée - Ubio

**Réf :** UB101100

**Marque :** Ubio

### Description du produit

Ce coussin bouée est un équipement idéal pour lutter contre les escarres, il est également recommandé pour une utilisation après l'accouchement. Le traitement Sanitized est incorporé lors de la fabrication des produits, garantissant une excellente efficacité dans le temps.

#### Caractéristiques :

- Intérieur en fibres polyester siliconées
- Extérieur polyester Terlenka, Sanitized
- Passe en machine à laver : programme délicat
- Séchage à plat
- Ne pas repasser
- Ne pas javellisé
- Ne pas nettoyer à sec
- Possibilité de laver à la main

### Spécificités techniques

EAN 8435413713469

TVA 20 %

Ø	44 cm
Haut.	11 cm
Poids maximum	80 kg