

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Confort et habillement](#) > [Compresseurs, oreillers et supports de posture](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Coussins pour fauteuils](#)

[Aides à la mobilité](#) > [Fauteuils roulants et accessoires](#) > [Coussins et assises](#)

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tapis et coussins de positionnement](#) > [Coussins, rouleaux et cales de positionnement](#)



Coussin bouée en Sanilux - Ubio

Réf : UB114100

Marque : Ubio



Description du produit

Ce coussin bouée est conçu en matériau Saniluxe. Le Saniluxe est un tissu révolutionnaire en polyuréthane qui garantit un maximum de confort et d'hygiène. Grâce à sa fine membrane, composée de minuscules orifices qui ne laissent passer que les plus fines particules, il est imperméable et élimine les sensations de chaleur, d'humidité et de bruit.

Les coussins anti-escarres Saniluxe de Ubio sont disponibles sous différentes formes :

- [Coussin fer à cheval](#)
- [Coussin garde-robe](#)
- [Coussin bouée maxi confort](#)

Caractéristiques de ce coussin bouée :

- Imperméable
- Respirant
- Antibactériens
- Anti-acariens
- Non inflammable
- Se nettoie à sec ou à la main à l'eau froide sans produits abrasifs

- Lavable en machine sur un programme délicat sans essorage
- Sécher en position horizontale
- Intérieur composé de fibres polyester siliconées

Spécificités techniques

TVA	20 %
Ø	44 cm
Haut.	9 cm
Poids maximum	80 kg