



Ceinture pelvienne respirante - Ubio

Réf : UB305553

Marque : Ubio



Description du produit

Cette ceinture pelvienne pour chaise ou fauteuil permet de maintenir le patient. Elle évite que le patient se penche, tombe ou souffre de lésions dues à une mauvaise posture. Elle est conçue avec un tissu respirant.

Caractéristiques de cette ceinture pelvienne :

- Lavable en machine sous 40°C maximum
- Sécher en position horizontale en évitant toute source directe de chaleur
- Elle se fixe à l'aide de fermeture à boucles
- Tissu respirant (100% polyester)
- Réglable sur toute sorte de contour ou siège

Spécificités techniques

EAN

8435413708601

TVA

20 %