

Maintien A Domicile > Toilettes > Bassins de lit et urinaux

Bassin de lit en polypropylène

● disponible sous 10 jours

Léger avec poignée, il est de couleur verte et livré avec un couvercle.



Bassin de lit en polypropylène - **091082007**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318209040** • TVA : **20 %**

Long. : **33.5 cm** • Haut. : **De 5 à 8 cm** • Larg. : **24.5 cm** •

poids : **325 g**

19,38 € TTC