

Maintien A Domicile > Repas > Chariots et plateaux repas

Chariot entièrement réglable noir Homecraft

● disponible sous 10 jours



Il est entièrement réglable pour diverses utilisations possibles. Les hauteurs de poignées et le plateau sont ajustables afin que le chariot puisse être utilisé par un maximum de patients. Ses grandes roulettes Ø 102mm permettent une grande manoeuvrabilité. Vendu en kit. Se monte très facilement sans outil.



Chariot entièrement réglable noir Homecraft
- **091100585**

299 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318029402** • TVA : **20 %**

Haut. mini-maxi : **67.9 à 83.8 cm** • Haut. Poignées : **88.9 à 102.5 cm** • poids : **9,5 kg**