



# Porte livres et magazines

Réf : 081306380

## Description du produit

Ce porte livres et magazines maintient les livres en position ouverte pour que la personne puisse lire sans même avoir à se servir de ses mains. Il peut être posé sur les genoux.

### Caractéristiques :

- Livré avec un clip qui garde la page ouverte et qui sert de marque-page
- Pliable pour faciliter son rangement
- Dimensions du support replié 305 x 229 mm

## Spécificités techniques

EAN	5028318034505
TVA	20 %
Poids	670 g