

Maintien A Domicile > Mobilité et Transfert de la personne > Cannes de marche
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Mobilité et Transfert de la personne

Canne enfant Tiki - Herdegen

● disponible sous 10 jours

Ludique avec ses couleurs panachées, et adaptable à toutes les morphologies des enfants et des adolescents, la canne Tiki possède un double réglage.

La poignée comme les tubes s'ajustent en hauteur pour s'adapter à tous les enfants et adolescents. Testée et certifiée 100 kg par canne. Fabrication française.



Canne enfant Tiki - Turquoise & Violet - **HE200510**

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 %

Couleur : **Turquoise & Violet** • poids maximum : **100 kg**

12,20 € TTC



Canne enfant Tiki - Orange & Bleu - **HE200520**

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 %

Couleur : **Orange & Bleu** • poids maximum : **100 kg**

12,20 € TTC