

Maintien A Domicile > Mobilité et Transfert de la personne > Béquilles  
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Mobilité et Transfert de la personne

## Béquilles enfant Tiki - Herdegen

● disponible sous 10 jours

Ludique avec ses couleurs panachées, et adaptable à toutes les morphologies des enfants et des adolescents, la béquille Tiki possède un double réglage.

La poignée comme les tubes s'ajustent en hauteur pour s'adapter à tous les enfants et adolescents. Testée et certifiée 100 kg par canne. Fabrication française.



### Béquille enfant Tiki - Turquoise & Violet - HE200510

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 %

Ø tube : 18 cm • Haut. Réglable mini-maxi : 55 - 77 cm •

Couleur : Turquoise & Violet • poids maximum : 100 kg

12,20 € TTC



### Béquille enfant Tiki - Orange & Bleu - HE200520

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 %

Ø tube : 1.8 cm • Haut. Réglable mini-maxi : 55 - 77 cm •

Couleur : Orange & Bleu • poids maximum : 100 kg

12,20 € TTC