

Maintien A Domicile > Mobilité et Transfert de la personne > Béquilles  
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Mobilité et Transfert de la personne

## Béquille Advance bi-matières - Herdegen

● disponible sous 10 jours

Innovation mondiale et exclusive "made in France", la poignée bi-matière de la béquille Advance est injectée en polypropylène et surmoulée avec un élastomère, pour lui donner une souplesse et une résistance inégalées.

Testée et certifiée à 140 kg par un laboratoire Européen indépendant, la béquille Advance se décline en différentes couleurs et se règle facilement en hauteur à l'aide d'un clip sécurité.

Conditionnement à l'unité.



### Béquille Advance bi-matières - Herdegen - HE200913

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)

Ø tube : 1.8 cm • Haut. Réglable mini-maxi : 77 - 98 cm •

Couleur : **Bleu** • poids maximum : 140 kg

**9 € TTC**



### Béquille Advance bi-matières - Herdegen - HE200915

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)

Ø tube : 1.8 cm • Haut. Réglable mini-maxi : 77 - 98 cm •

Couleur : **Violet** • poids maximum : 140 kg

**11 € TTC**



## Béquille Advance bi-matières - Herdegen - HE200916

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)

Ø tube : 1.8 cm • Haut. Réglable mini-maxi : 77 - 98 cm •

Couleur : Orange • poids maximum : 140 kg

11 € TTC



## Béquille Advance bi-matières - Herdegen - HE200917

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)

Ø tube : 1.8 cm • Haut. Réglable mini-maxi : 77 - 98 cm •

Couleur : Turquoise • poids maximum : 140 kg

11 € TTC