

Maintien A Domicile > Mobilité et Transfert de la personne > Cannes de marche
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Mobilité et Transfert de la personne

Canne derby pliante - Herdegen

● disponible sous 10 jours

Pliantes et réglables en hauteur, ces cannes facilitent la mobilité et se rangent aisément dans un sac. Déclinées avec des motifs colorés, elles sont équipées d'une bague de serrage anti-choc et anti-bruit.



Canne derby pliante cashmere fantaisie - **HE255611**

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)

Motif : **cashmere fantaisie** • poids maximum : 110 kg

12,20 € TTC



Canne derby pliante cashmere pastel - **HE255613**

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)

Motif : **cashmere pastel**

12,20 € TTC



Canne derby pliante black & white -
HE255619

● disponible sous 10 jours
TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)
Motif : **black & white** • poids maximum : 110 kg

12,20 € TTC



Canne derby pliante indira - **HE255620**

● disponible sous 10 jours
TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)
Motif : **indira** • poids maximum : 110 kg

12,20 € TTC



Canne derby pliante flower - **HE255623**

● disponible sous 10 jours
TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)
Motif : **flower** • poids maximum : 110 kg

12,20 € TTC



Canne derby pliante girafe - **HE255624**

● disponible sous 10 jours
TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)
Motif : **girafe** • poids maximum : 110 kg

12,20 € TTC



Canne derby pliante butterfly - **HE255625**

● disponible sous 10 jours
TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)
Motif : **butterfly** • poids maximum : 110 kg

12,20 € TTC



Canne derby pliante blister - HE255819

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)

Motif : **blister**

12,20 € TTC