



## Table spéciale fauteuil releveur - Herdegen

Réf : HE421514

### Description du produit

Conçue pour être utilisée devant un fauteuil, la table « releveur » se déplie et s'installe sans outil. Son piètement extra large permet d'incliner et d'ajuster le plateau (80\*40 cm) à la hauteur souhaitée.

### Spécificités techniques

TVA	20 %
Haut. Réglable mini-maxi	61 - 94 cm (Sol-Plateau)
Motif	Ronce de noyer
Dim. Plateau	40 x 80 cm
Poids maximum	20 kg