

Maintien A Domicile > Equipement de la maison > Tables de lit
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Assise et équipement de la chambre

Table spéciale fauteuil releveur - Herdegen

● disponible sous 10 jours

Conçue pour être utilisée devant un fauteuil, la table « releveur » se déploie et s'installe sans outil. Son piètement extra large permet d'incliner et d'ajuster le plateau (80*40 cm) à la hauteur souhaitée.



Table spéciale fauteuil releveur - Ronce de noyer - HE421514

● disponible sous 10 jours

TVA : **20 %**

Haut. Réglable mini-maxi : **61 - 94 cm (Sol-Plateau) •**

Motif : **Ronce de noyer • Dim. Plateau : 40 x 80 cm • poids maximum : 20 kg**

119 € TTC



Table spéciale fauteuil releveur - plateau cérusé - HE421511

● disponible sous 10 jours

TVA : **20 %**

Haut. Réglable mini-maxi : **61 - 94 cm (Sol-Plateau) •**

Motif : **Cérusée • Dim. Plateau : 40 x 80 cm • poids maximum : 20 kg**

119 € TTC