

Maintien A Domicile > Equipement de la maison > Fauteuil mono ou bi moteurs  
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Assise et équipement de la chambre

## Fauteuil monomoteur Stylea I - Herdegen

● disponible sous 10 jours

**Le fauteuil Stylea I est un véritable fauteuil 3 positions (assis, quasi couchage et relevé).**

**Son dossier est équipé de 3 coussins déhoussables rembourrés en fibres creuses particulièrement moelleuses. L'assise contigüe au relève jambes se déhousse aisément.**

**Le Stylea I se décline en microfibres (3 couleurs: beige, bronze, et chocolat) et en simili cuir (chocolat).**

---

### Caractéristiques :

- Dossier avec 3 coussins ajustables et déhoussables
- Coussin d'assise amovible et déhoussable
- Pochette de rangement sur le coté droit
- 3 positions : Assise, repos et quasi couchage
- Fonction releveur très simple d'utilisation
- Facile d'entretien

### Spécificités techniques :

- Moteur avec vérin électrique basse tension 24 volts
- 1 Moteur
- Puissance de 88 Watts
- Poids : 50.5 kg
- Charge maximale : 130 kg
- Châssis en Acier et revêtement en microfibres
- Densité mousse de l'assise : 21 kg/m<sup>3</sup>
- Densité mousse du dossier : 24 kg/m<sup>3</sup>
- Garantie 2 ans



## Fauteuil monomoteur Stylea I - Herdegen - HE480115

**599,90 € TTC**

● disponible sous 10 jours

TVA : **20 %**

Couleur : **Similicuir Chocolat** • Prof. : **157 cm (Position allongée)** • Larg. Totale : **82 cm** • Haut. Siège : **50 cm** • Haut. Totale : **105 cm** • Profondeur d'assise : **50 cm** • Larg. Siège : **56 cm** • Haut. Dossier : **64 cm** • Haut. Accoudoir : **58 cm** • Prof. Totale : **85 cm** • poids : **50 kg** • poids maximum : **130 kg**