



Fauteuil releveur électrique Clever - Herdegen

Réf : HE480330

Marque : Herdegen

Description du produit

Le fauteuil releveur électrique Clever se distingue par un style sobre et élégant, avec un revêtement type "nubuck".

L'assise est en continuité avec le repose jambes et est déhoussable, et le dossier rembourré est en fibres creuses pour un confort optimale.

Caractéristiques :

- Très confortable
- Pochette de rangement coté droit
- Accoudoirs évasés
- 3 positions : Assis, levé, quasi couchage
- Assise amovible et déhoussable
- Entretien facile
- Spacieux
- Densité de mousse : 40kg/m3
- 1 moteur
- Alimentation par un vérin électrique basse tension 24 volts
- Châssis en acier
- Revêtement en microfibres nubuck

Spécificités techniques

TVA

20 %

Couleur	Sable
Prof. Totale	79 cm
Larg. Totale	75 cm
Haut. Siège	47 cm
Haut.	108 cm
Prof. Siège	52 cm
Larg. Siège	53 cm
Haut. Accoudoir	59 cm
Poids	50 kg
Poids maximum	130 kg