

Maintien A Domicile > Toilettes > Sièges rehausseurs de toilettes  
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Toilettes

## Rehausses WC Clipper - Herdegen

● disponible sous 10 jours

Réalisés en polypropylène haute densité avec finition poliglass, les réhausses WC Clipper s'installent sans outil (à l'aide de 4 clips ajustables) pour surélever de 11 cm la hauteur des WC.

Testés et certifiés pour supporter 185 kg. Garantie 2 ans.



### Rehausses WC Clipper - Herdegen - **HE500411**

● disponible sous 10 jours  
TVA : **20 %**  
poids maximum : **185 kg**

**34,90 € TTC**