

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain pivotants
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Bain et douche

Siège de bain pivotant inox - Herdegen

● disponible sous 10 jours

Les sièges de bain pivotant herdegen sont dotés d'un système de réglage stabilisateur pour s'installer aisément et en toute sécurité sur les bords de la baignoire. La rotation des accoudoirs se bloque à l'aide d'une manette de verrouillage (de 90° en 90°) située sous l'assise. Ces sièges de bain pivotant supportent jusqu'à 130 kg.

Garantie 2 ans.



Siège de bain pivotant inox - Herdegen - **HE540285**

● disponible sous 10 jours
TVA : **20 %**
poids maximum : **130 kg**

137,90 € TTC