

Maintien A Domicile > Mobilité et Transfert de la personne > Chariots de courses  
Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Mobilité et Transfert de la personne

## Chariot TRIO ® 6 Roues Blocables Herdegen

● disponible sous 10 jours

**Astucieusement équipée de 6 roues pivotantes, le chariot de course Trio vous accompagne en limitant les efforts liés aux franchissements de trottoir comme de marches.**

Le Trio ® est un modèle breveté avec une patte de verrouillage pour bloquer la rotation des 6 roues et permettre un usage traditionnel. Doté de 2 triples roues, ce chariot permet de gravir un trottoir ou un escalier sans effort.

Léger, il se plie et se déplie. Son sac imperméable avec des poches bien pratiques, permet une belle contenance pour faire les courses. Il est équipé d'une pochette latérale pour ranger canne, parapluie...

- Modèle breveté
- Système de blocage des roues
- Maniabilité
- Matériaux : Tube acier, sac en nylon
- Garantie : 2 ans



### Chariot TRIO ® 6 Roues Blocables Herdegen - **HE820905**

● disponible sous 10 jours

EAN : **3401020662853** • TVA : **20 %**

Dim. (L x l x ép.) : **100 x 45 x 45.5 cm** • Couleur : **Gris à pois** • poids : **3 kg** • poids maximum : **40 kg**

**99 € TTC**