

## Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®



Réf : 7500031

Marque : THERABAND®

### Système de Trusted Progression™

Couleur	Niveau	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Brown	Maximale	142 lbs 65 kg	142 lbs 65 kg	40%
Grey	Entraînement Élevé	102 lbs 46 kg	102 lbs 46 kg	40%
Black	Élevé	73 lbs 33 kg	73 lbs 33 kg	20%
Blue	Extra Forte	58 lbs 26 kg	58 lbs 26 kg	20%
Green	Forte	46 lbs 21 kg	46 lbs 21 kg	20%
Red	Moyenne	37 lbs 17 kg	37 lbs 17 kg	20%
Yellow	Faible	30 lbs 13 kg	30 lbs 13 kg	20%
Orange	Extra faible	24 lbs 11 kg	24 lbs 11 kg	---

## Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN	0087453216202
TVA	20 %
Taille	30,5 cm
Résistance à l'étirement	Faible
Couleur	Jaune
Condit.	Vendu par paire