



## Chaise de douche modulable Swift - Etac®

Réf : 091075605

### Description du produit

Reconnues pour leur praticité et leur facilité d'utilisation, elles sont réglables en hauteur pour s'adapter aux différents besoins des usagers. Elles sont livrées emballées à plat et sont très faciles à monter sans outils. Elles peuvent être démontées pour faciliter l'entretien. Fabriquées à partir d'une combinaison de plastique et d'aluminium pour être aussi robuste que flexibles. Les pieds antidérapants s'adaptent à toutes les surfaces.

Basé sur un concept modulaire, elle peut être adaptée pour répondre à différents besoins. Disponible comme un simple tabouret ou ici comme une chaise de douche complète, les accoudoirs et le dossier sont amovibles pour en faire un tabouret.

#### Caractéristiques :

- Livrés démontés, ils sont faciles à assembler sans outils. Ils se désassemblent pour le nettoyage, le transport ou le rangement
- Châssis en polypropylène et en aluminium robuste mais assez souple pour s'adapter aux sols irréguliers
- Pourvus de patins anti-glisse pour une adhérence sur tous types de surfaces
- Coussin d'assise antidérapant stable. Sécurise la personne
- Pieds télescopiques ajustables facilement à la main
- Une poignée de transport est située sur le dossier
- Deux hauteurs et trois coloris au choix
- Egalement disponible en tabouret de douche évolutif

## Spécificités techniques

EAN	5028318394593
TVA	20 %
Larg. Totale	56 cm
Dim. (L x l) Siège	54 x 41 cm
Haut. Siège	42 - 57 cm
Larg. entre accoudoirs	45 cm
Empreinte au sol (au plus haut)	54 x 50 cm
Haut. Dossier	80 - 95 cm
Couleur	Vert
Poids	4,7 kg
Poids maximum	130 kg
Lave-vaisselle	Oui