



## Tabouret de douche triangulaire - Edge Etac®

Réf : 091163815

### Description du produit

Ce modèle Edge est un tabouret de douche triangulaire confortable et réglable en hauteur qui s'intègre parfaitement dans un coin et occupe très peu de place. Il comporte un siège stable et confortable qui peut être réglé avec un léger angle vers l'avant pour faciliter la levée.

Il est possible de faire pivoter le tabouret pour offrir une variété de positions pour atténuer la douleur à la hanche en étant assis en position de selle. L'Edge se tient fermement sur les trois pieds légèrement inclinés vers l'extérieur pour augmenter la stabilité.

#### Caractéristiques :

- Les embouts souples assurent une prise stable sur le sol et empêchent de glisser.
- Il est léger, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
- Le Edge est livré à plat et est facile à assembler sans outils.

### Spécificités techniques

EAN	7320450121999
TVA	20 %
Empreinte au sol	52 cm
Larg. Siège	45 cm

Couleur	Gris
Poids	2,6 kg