



## Chaise de douche extra basse

Réf : 091074921

### Description du produit

Ces tabourets de douche extra bas permettent aux utilisateurs plus petits de s'asseoir à une hauteur confortable. Idéal pour une utilisation à la maison, dans la cuisine, la salle de bain ou la douche. Les sièges moelleux et rembourrés sont légèrement inclinés vers l'avant pour permettre à l'utilisateur de s'asseoir et de se lever plus facilement. Disponible avec un rembourrage en mousse PU moulée ou avec un rembourrage en mousse recouvert de vinyle.

### Spécificités techniques

EAN	5028318412464
TVA	20 %
Larg. entre accoudoirs	44.5 cm
Prof. Siège	28 cm
Modèle	En polyuréthane moulé
Empreinte au sol au plus haut	56.5 x 41 cm
Haut. Siège	40 - 55 cm
Larg. Siège	33 cm

Poids maximum

140 kg