



## Tabouret de douche pliant Sherwood - Homecraft

Réf : 091310846

### Description du produit

Ce joli tabouret de douche a un cadre pliable, ce qui lui permet d'être facilement rangé lorsqu'il n'est pas utilisé. Le siège réglable en hauteur permet d'optimiser le confort selon l'utilisateur. Conçu en acier et dotées de coussinets en vinyle rembourrés, avec ou sans dossier.

#### Points forts :

- Excellente durée de vie
- Robuste
- Pliant
- Confortable
- Hauteur réglable
- Jusqu'à 150kg poids max utilisateur

### Spécificités techniques

EAN	5028318940325
TVA	20 %
Modèle	Sans dossier
Larg. Siège	47 cm

Prof. Siège	33 cm
Haut. mini - maxi	53.5 - 62.4 cm
Poids	8,7 kg
Poids maximum	150 kg