

Orthopédie sur-mesure et de série > Accessoires pour thermoformables > Néoprène



Feuilles Néoprène™

Réf: 091061894

Description du produit

Ces feuilles en néoprène™ vous permettent de créer vos propres orthèses selon les besoins de vos patients. Le degré d'élasticité permet un mouvement contrôlé. Avec un revêtement en nylon sur une face et un tissu en velours de l'autre, ces feuilles en néoprène s'attachent facilement aux matières crochets.

Ces feuilles en néoprène peuvent s'utiliser comme strapping sur une orthèse ou pour créer des orthèses douces. Elles sont particulièrement recommandées pour les usages pédiatriques.

Disponibles en 3 épaisseurs et 4 coloris.

Spéci	ficit	és te	echni	ques
				•

EAN	5028318369928	
TVA	20 %	
Modèle	ép. 3 mm - 15 x 97 cm - Beige	
Ép.	3mm	
Ép. Désign.	3mm 1 feuille	

C :	/1 1\
Dim.	(I Y I)
DIII. 1	

15 x 97cm