



Corset Aquaform™ Rolyan®

Réf : 081266626

Marque : Rolyan®



Description du produit

Le corset Aquaform™ Rolyan® est réalisé en matière thermoformable Aquaplast-T de 3.2mm non perforée. Disponible en 4 tailles avec ou sans rembourrage Polycushion.

Nombreuses Indications

Ce corset est recommandé en cas de douleurs du bas du dos, d'hernie discale, de sciatique, de polyarthrite rhumatoïde, d'ostéoporose et de spondylolisthésis.

Il peut également être mis en place à la suite d'une intervention chirurgicale dans la région lombo-sacrée.

Facilité d'utilisation pour le clinicien

Moulage et remodelage sur mesure. Ce corset peut être réchauffé et remodelé facilement à plusieurs reprises si des modifications sont nécessaires pour le patient.

Confort et Praticité pour le patient

Les fermetures à crochets et bandes auto-agrippantes permettent aux patients de mettre et d'enlever facilement le corset.

Ce corset est radiotransparent, ce qui permet aux patients de le conserver lors de ses radiographies.

Pour déterminer la taille, mesurer le tour du taille du patient.

Spécificités techniques

| | |
|----------------|--|
| EAN | 5028318358793 |
| TVA | 5.5 % |
| LPPR | 201E00.05 (167.69 € TTC) |
| Modèle | Tour de taille 61 - 74 cm - Avec Polycushion |
| Désign. | Avec Polycushion |
| Taille | S |
| Tour de taille | 61 - 74 cm |
| Haut. | 37,6 cm |
| Sans latex | Oui |
| Top vente | Oui |