



Corset Aquaform™ Rolyan®

Réf : 081266683

Marque : Rolyan®



Description du produit

Le corset Aquaform™ Rolyan® est réalisé en matière thermoformable Aquaplast-T de 3.2mm non perforée. Disponible en 4 tailles avec ou sans rembourrage Polycushion.

Nombreuses Indications

Ce corset est recommandé en cas de douleurs du bas du dos, d'hernie discale, de sciatique, de polyarthrite rhumatoïde, d'ostéoporose et de spondylolisthésis.

Il peut également être mis en place à la suite d'une intervention chirurgicale dans la région lombo-sacrée.

Facilité d'utilisation pour le clinicien

Moulage et remodelage sur mesure. Ce corset peut être réchauffé et remodelé facilement à plusieurs reprises si des modifications sont nécessaires pour le patient.

Confort et Praticité pour le patient

Les fermetures à crochets et bandes auto-agrippantes permettent aux patients de mettre et d'enlever facilement le corset.

Ce corset est radiotransparent, ce qui permet aux patients de le conserver lors de ses radiographies.

Pour déterminer la taille, mesurer le tour du taille du patient.

Spécificités techniques

EAN	5028318358854
TVA	5.5 %
LPPR	201E00.05 (167.69 € TTC)
Modèle	Tour de taille 90 - 107 cm - Sans Polycushion
Désign.	Sans Polycushion
Taille	L
Tour de taille	90 - 107 cm
Haut.	43,2 cm
Sans latex	Oui
Top vente	Oui