

Orthopédie sur-mesure et de série > Accessoires pour thermoformables > Jersey



Jersey tubulaire Protouch™ Rolyan®

Réf: 081286194

Marque: Rolyan®

Description du produit

- Manchon de jersey de coton/polyester à utiliser sous une orthèse et un plâtre
- Souple et doux au toucher pour le confort du patient
- Modérément élastique
- N'entrave pas la circulation
- Sans coutures

Spécificités techniques		
EAN	5028318367313	
TVA	20 %	
Dim.	7,5cm x 23m	
Sans latex	Oui	
Top vente	Oui	