



## Rembourrage repositionnable Polycushion™

Réf : 081263573

Marque : Rolyan®

### Description du produit

- Rembourrage doux
- Peut être utilisé pour la réalisation de bordure
- Se coupe facilement aux ciseaux
- Mousse à cellules ouvertes
- Auto-adhésif et repositionnable si besoin sans laisser de trace de colle
- Lavable

### Spécificités techniques

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| EAN          | 5028318357246      |
| TVA          | 20 %               |
| Modèle       | ép. 3.2 mm - Beige |
| Dim. (L x l) | 61 x 45 cm         |
| Couleur      | Beige              |
| Ép.          | 3,2mm              |
| Condit.      | 4 feuilles         |
| Sans latex   | Oui                |

Top vente

Oui