



Anneaux de doigts à tension réglables

Réf : 081275718

Marque : Rolyan®

Description du produit

- Éliminent la nécessité d'attacher les monofilaments aux berceaux de doigts
- La force de traction se règle de manière précise et rapide
- Les supports de doigts de type berceau peuvent s'utiliser sur les doigts atteints d'œdème
- Matériau ultra suède

Spécificités techniques

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 5028318361984 |
| TVA | 20 % |
| Long. | 10,2cm |
| Condit. | Paquet de 10 |