



Unités individuelles pour flexion / extension Rolyan®

Réf : 081283027

Marque : Rolyan®



Description du produit

- Petites potences pré-coudées
- Se placent au-dessus des articulations métacarpiennes ou sur les doigts
- Idéales pour un ou deux doigts
- Chaque potence porte un rouleau de réglage et une tige pour le positionnement précis des articulations MCP, IPP ou IPD en flexion ou en extension
- Matière thermoformable, sangles et élastiques vendus séparément

Contenu du kit :

- 5 potences pré-coudées
- 5 tiges
- 5 rouleaux de réglage de tiges
- 5 embouts protecteurs
- 5 anneaux de doigt de 10cm à tension réglable
- 5 sangles à boucle en D pour la fixation des élastiques ou des ressorts gradués
- 1 clé Allen

Spécificités techniques

| | |
|-----------|---------------|
| EAN | 5028318365210 |
| TVA | 20 % |
| Condit. | 1 kit |
| Top vente | Oui |