



## Orthèse d'extension de doigt Sof-Stretch™ Rolyan®

Réf : 081304690

Marque : Rolyan®

### Description du produit

#### Caractéristiques :

- Fournit une force dynamique pour aider l'extension de la 1ère interphalangienne avec une extension minimum de l'articulation MCP
- Idéale en cas de raideur de l'IPP et de syndrome de la boutonnière
- Un "P" sur le coussinet proximal indique qu'il faut appliquer l'orthèse avec le "P" près de la paume
- Des fils à revêtement plastifié simplifient la modification de la largeur du doigt et la fluctuation des oedèmes
- Le coussinet distal profilé répartit uniformément la pression, assurant un contact de surface total
- Lavable à la main
- Séchage à l'air

**Pour déterminer la taille**, tendre le doigt correspondant de la main non atteinte, et mesurer la distance entre le pli palmaire distal et le pli distal du doigt.

### Spécificités techniques

EAN	5028318374748
TVA	5.5 %
LPPR	Code générique: 2156864 (16.68 € TTC), Code individuel: 7181281 (16.68 € TTC)

Taille	XS
Long.	5,1cm
Couleur	Blanc
Condit.	à l'unité
Top vente	Oui