



## Orthèse de Capener - Attelle de doigt - Sof-Stretch™ Rolyan®

Réf : 081304856

Marque : Rolyan®

### Description du produit

**Idéale pour répondre à de nombreuses indications** comme l'algodystrophie, un déficit d'extension, une raideur de l'articulation interphalangienne proximale ou la rééducation après plastie et suture des tendons.

Pour la rééducation progressive des doigts par système de ressort.

#### Caractéristiques :

- Les ressorts en spirales placés latéralement par rapport à l'articulation IPP bougent avec l'articulation afin d'augmenter l'extension de l'IPP, de diminuer un flexum de l'IPP dû à la constriction du tendon fléchisseur, à des contractions et flexion et au syndrome de la boutonnière
- Indiquée pour les contractures jusqu'à 45°, l'orthèse donne une impression de souplesse quand les doigts sont tendus
- Reste en place même quand le doigt bouge
- Lavable à la main
- Séchage à l'air
- Légère et confortable
- Pour déterminer la taille, tendre le doigt correspondant de la main non atteinte et mesurer la distance entre le pli palmaire distal et le pli distal du doigt (Si vous êtes entre 2 tailles, préférez prendre la taille du dessous)

### Spécificités techniques

EAN

5028318374908

TVA	5.5 %
LPPR	Code générique: 2144980 (30 € TTC), Code individuel: 7181252 (30 € TTC)
Taille	L - Long. 7,6 cm
Top vente	Oui