



## Orthèse de Capener - Attelle de doigt à long ressort - Sof-Stretch™ Rolyan®

Réf : 081304815

Marque : Rolyan®

### Description du produit

- Des ressorts en spirale aident les articulations IPP et IPD à se mettre en extension
- Réduit la constriction du tendon fléchisseur, de la plaque palmaire et des tissus mous. Recommandée pour les limitations jusqu'à 45° qui donnent une impression de souplesse quand les doigts sont tendus
- Lavable à la main
- Séchage à l'air
- Pour déterminer la taille, tendre le doigt correspondant de la main non atteinte et mesurer la distance entre le pli palmaire distal et le milieu de la phalange distale

### Spécificités techniques

EAN	5028318374861
TVA	5.5 %
LPPR	Code générique: 2144980 (30 € TTC), Code individuel: 7181252 (30 € TTC)
Taille	L - 8,9 cm longueur